

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

# Quick Clave 7

■ 簡単 ■ 安全 ■ 衛生

～診療器具にやさしいソフトな乾燥～  
セットしてスタートボタンを押すだけの簡単操作で、  
滅菌から乾燥までおこなえる全自動タイプです。



## 簡単操作

- ・温度制御方式で滅菌をおこなうため、デジタル表示された温度で滅菌がおこなえます。
  - ・滅菌温度の選択もワンタッチ。フリーモードで滅菌温度と滅菌時間を設定・変更も可能です。液体モードに設定すると、蒸留水などの液体滅菌※もおこなえます。
- ※滅菌終了後排気せずに自然冷却し、圧力を下げるため缶体内に液体を漏らすことなく滅菌します。
- ・滅菌用水は精製水・蒸留水・水道水がご使用いただけます。

## 滅菌時間積算方式により設定した時間の滅菌がおこなえます

《滅菌温度・時間、乾燥時間設定》

	モード	滅菌温度	滅菌時間
滅菌温度 滅菌時間	135℃	135℃固定	3分以上設定可能
	132℃	132℃固定	5分以上設定可能
	121℃	121℃固定	20分以上設定可能
	115℃	115℃固定	30分以上設定可能
	液体	100～135℃変更可能	1～99分以上設定可能
	フリーモード	100～135℃変更可能	0～99分以上設定可能
乾燥時間	標準設定20分(0～99分まで設定可能)		

## 安全

- ・フロート水位方式のため、作動不良等のトラブルが少なくなりました。
- ・自己診断機能や空焚き防止など、安全装置が充実。
- ・エラー表示機能付で原因が一目でわかります。

## 衛生

- ・0.3μmのフィルターを通った温風により乾燥をおこなうため大変衛生的です。
- ・本体シャーシ、外装などは錆びにくいステンレスを使用しています。



寸法：W500×D540×H800mm  
 ■オプション『架台』  
 商品コード：21609  
 標準価格：¥75,000



製造販売元：株東邦製作所

形式：DA-7 / 商品コード：7026

商品名：クイッククレーブDA-7 / 標準価格：¥498,000

<仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V 電源周波数50/60Hz 電源入力12A
- 承認番号：21800BZX10121000
- クラス分類：管理医療機器/特定保守管理医療機器
- 寸法：W460×D529×H415mm(MAX)
- チャンパー収納能力：φ180mm カスト×2個
- 缶体寸法：φ230×D340mm
- 質量：35kg
- 乾燥方法：加温ヒーター及びエアポンプ

※必要電源容量 電源電圧—交流100V/電流15A 専用回路—要

ご使用に際しましては、商品添付の取扱説明書を必ずお読みください。



オサダテククレーブ8 インストルメント専用  
オートクレーブ滅菌器

エアタービン・診療に必要な  
基本セットなど滅菌がすぐにおこなえます。

形式：DA-8 / 商品コード：7047

標準価格：¥328,000 カラー：ピンク ミントグリーン

製造販売元：株式会社東邦製作所 承認番号：21800BZX10120000



オサダオートクレーブ 自動注油装置

インストルメントのメンテナンスが  
確実・簡単に！注油時間わずか13秒！

形式：OAL-1 / 商品コード：3240

標準価格：¥286,000

※表示価格は全て税別です。消費税は別途申し受けます。 ※撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

販売元



長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5

TEL 03(3492)7651 FAX 03(3492)7506

<http://osada-group.jp/>

札幌 011(747)1391

盛岡 019(653)5464

仙台 022(262)1705

新潟 025(265)3710

宇都宮 028(638)5185

水戸 029(231)6771

埼玉 048(652)0401

千葉 043(278)6152

西東京 042(524)9186

東京 03(3494)2271

神奈川 045(948)3035

長野 0263(47)7060

静岡 054(252)0642

名古屋 052(950)0631

大阪 06(6398)6027

神戸 06(6398)6027

山陽 086(214)6950

広島 082(241)7165

高松 087(814)9581

福岡 092(431)7774

熊本 096(383)6770

鹿児島 099(256)6869

沖縄 098(862)0683

OSADA,INC.