

Laser Devices
Micromotor System for Surgery
Ultrasonic Scaler

骨接合又は骨手術用機械器具 (オサダ サクセスシリーズ)

Osada Success Series

ブラシレスモータ採用により
静音・長寿命を実現しました!



Osada Surgery Success V
オサダサージェリーサクセスV



Osada Success 40MV2
オサダサクセス-40MV2

ご使用に際しましては、商品に添付の添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。
※撮影・印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

販売元 **長田電機工業株式会社**
〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5
TEL:03(3492)2874

製造販売元 **長田電機工業株式会社**
<https://osada-group.jp>

Treatment Tables

Steam Autoclaves

Instruments for Small Animals

オサダサクセス-40MV2



商品名	形式	商品コード
オサダサクセス-40MV2	OS-40MV2	3236

標準装備

商品名	形式	商品コード
等速ストレートハンドピース	SH28S	49342

※ノーズコーン付

商品名	形式	商品コード
サージェリーモータ	SM1-02	52592

※モーターコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、メディカルセンターまでご相談下さい。

衛生的にお使い頂けます。
モータ、コードからハンドピースまでオートクレーブ滅菌可能！

トルクが強い！
低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

<仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 質量：本体3.3kg モーターハンドピース170g
- 寸法：W107×D185×H140mm（取手含む）
- 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
- 確認番号：第25-2094号
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータ[SM1-02]、ハンドピーススプレー、等速ストレートハンドピース[SH28S]、添付文書、取扱説明書

モータ・コードから
ハンドピースまで
オートクレーブ滅菌
可能

オプション ワイヤードライバー使用例

骨の固定

ワイヤーチャック
ハンドピース

ピンチャック
ハンドピース

骨の穴あけ
骨の固定

ジャコブスチャック
ハンドピース

AOチャック
ハンドピース

+

ワイヤードライバー

4種類のハンドピースより
(オプション)
用途に合わせて
選択して下さい。

商品名	形式	商品コード
ワイヤードライバー	WD-5	50286

※オサダサクセス-40MV2専用です。オサダサクセス-40MV1には使用できません。
※モーターコード付
※ハンドピース(JCH-1、WCH-1、PCH-1等)の詳細につきましては、最終ページをご覧ください。

オサダサージェリーサクセスV

ピンニング・ドリリングなどの
外科処置から歯科治療まで
幅広い用途にお応えする
マイクロサージェリーシステム

ブラシレスモータ採用

オシレイト(反転)機能

注水機能

自動注水準備機能

液だれ防止機能



オサダサージェリーサクセスV (サージェリーモータセット OSS-3・3) (ワイヤードライバー5セット仕様)

商品名	仕様	形式	商品コード
オサダサージェリーサクセスV OSS-3	サージェリーモータセット ワイヤードライバー5セット	OSS-3・3	3229

※生理食塩液は標準装備されていません。

<OSS-3・3仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V 電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 確認番号：第19-3192号
- 寸法：W200×D295×H250mm（突起部含む）
- 注水ポンプ注水量：5～100ml/min（目安）
- 質量：本体7.4kg
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータセット、ワイヤードライバー5セット、添付文書、取扱説明書

モータ・コードから
ハンドピースまで
オートクレーブ滅菌
可能

サージェリーモータセット仕様内容

骨の切削

等速ストレートハンドピース
[SH28SP]

骨の穴あけ

サージェリーモータ
[SM1-02]

- 回転速度：2,000～30,000min⁻¹
- 停止トルク：5Ncm
- 質量：100g（モータ部のみ）
- 寸法：φ25×W72.3mm（ジャンクション部除く）
- 構成：サージェリーモータ（モーターコード付）、等速ストレートハンドピース（ノーズコーンSP付）、ポトルスタンド、ホルダー付洗浄用チューブ、洗浄用チューブ

ワイヤードライバー5セット仕様内容

骨の穴あけ

ジャコブスチャック
ハンドピース
[JCH-1]
(チャック寸法
φ0.5～5.0mm)

+

ワイヤードライバー
[WD-5]

骨の固定

- 回転速度：100～1,900min⁻¹
- 停止トルク：50Ncm
- 寸法：ハンドピース部 φ31×W83mm、グリップ部 W43×D29×H91mm
- 構成：ワイヤードライバー[WD-5]（コード付）、ジャコブスチャックハンドピース[JCH-1]（工具付）
- オシレイト(反転)：50～750min⁻¹
- 質量：モータ、グリップ部のみ 470g

オプション

サージェリーモータ[SM1-02]

商品名	形式	商品コード
サージェリーモータ	SM1-02	52592
等速ストレートハンドピース	SH28SP	49341

ワイヤードライバー[WD-5]


商品名	形式	商品コード
ワイヤードライバー	WD-5	50215

オプション

商品名	形式	商品コード	商品写真	確認番号
AOボンドリルハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SH33	20230		第19-3192号
ソーオシレートハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SOH01A	49277		第19-3187号
ソーサジタルハンドピース ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SSH01	49275		
ソーレシプロケットハンドピース2 ※最高回転速度：30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスパン付属	SRH02A	49274		第18-698号
2倍速アングルハンドピース ※最高回転速度：60,000min ⁻¹	SH31LP	49346		第18-671号
等速コントラヘッド ※最高回転速度：40,000min ⁻¹	CH07	49268		第18-668号
等速コントラシャンク ※最高回転速度：40,000min ⁻¹	CS132	49271		第18-669号


ストレート・アングルハンドピースに装着してご使用下さい。

商品名	商品コード	確認番号
ノーズコーンS	49260	第19-3192号
ノーズコーンSP	49261	
ノーズコーンL	49265	
ノーズコーンLP	49266	



ワイヤードライバー [WD-5] と組み合わせてご使用いただけます。

商品名	形式	商品コード	確認番号
① ワイヤーチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	WCH-1	49294	18同薬第701号
② ピンチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	PCH-1	49295	18同薬第700号
③ ジャコブスチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	JCH-1	49292	19同薬第3192号
④ AOチャックハンドピース ※最高回転速度：1,875min ⁻¹	ACH-1	49296	18同薬第702号



ブレード ※適応ハンドピース：ソーサジタルハンドピース 製造販売元：林刃物株式会社

商品名	商品コード	備考	確認番号
サジタルブレード SB-4S	52353	刃幅 4mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm	22動薬第3004号
サジタルブレード SB-6S	51904	刃幅 6mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm	21動薬第1317号
サジタルブレード SB-9S	51905	刃幅 9mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm	21動薬第1318号
サジタルブレード SB-14	51907	刃幅 14mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm	21動薬第1713号
サジタルブレード SB-19	51908	刃幅 19mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm	21動薬第1316号



メンテナンス用品

商品名	商品コード	商品名	商品コード
ハンドピーススプレー	57013	ハンドピーススプレーノズルHKタイプ	57014

※1本入



ご購入後の追加オプションとして、サージェリーモータ、ワイヤードライバーともに単品販売しております。